

Ri-6P, rotor

DESCRIPTION

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en plastique (POM Kocetal).

CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	POM Kocetal
Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (∅ × longueur)	29 × 115 mm
Capacité	6
Le volume de Tube	50 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Max. température	150 °C
Les fabricants de tubes	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavable	+



■ NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-IK Rotor Ri-6P

ACCESSOIRES



LMC-56 Without rotor Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse LMC-56, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

Lire la suite



BI-25-6 BS-010221-VK jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P (6 pcs) - BI-25-6 pour tubes coniques de 25 ml



RR-U BS-010208-UK support de rotor

Support de rotor



BN-11/30 BS-010208-ZK

Jeu d'adaptateurs de rechange pour rotor R-6P (POM Kocetal) (6 pièces).

Ri-6P, rotor Page 1 of 1