

Ri-12/15, rotor

DESCRIPTION

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique.

CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (Ø × longueur)	17 × 120 mm
Capacité	12
Le volume de Tube	15 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Les fabricants de tubes	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavable	+



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-KK

Rotor Ri-12/15

ACCESSOIRES



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



RR-U

BS-010208-UK

support de rotor

Support de rotor



BN-17/120

BS-010208-TK

Jeu d'adaptateurs de rechange pour rotor R-12/15 (12 pièces).