

# Ri-2, rotor

## DESCRIPTION

Rotor libre pour plaques de microtitre à 96 puits standard, plaques PCR jupées, plaques deepwell jusqu'à 45 mm.

## CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (L x l)	128 x 85.6 mm
Max. Hauteur	<45 mm
Capacité	2
Max. vitesse	2000 rpm
Max. RCF	560 x g
Les fabricants de tubes	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.
Autoclavable	+



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-GK

Rotor Ri-2

## ACCESSOIRES



**LMC-56**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



**AP-96**

BS-010219-DK

adaptateur

2 adaptateurs pour 96 puits semi-jupe et non contourné plaques PCR - en ERTACETAL® C. Autoclavable



**AP-384**

BS-010219-EK

adaptateur

2 adaptateurs pour plaques 384 puits - en ERTACETAL® C. Autoclavable



**RR-U**

BS-010208-UK

support de rotor

Support de rotor