

Ri-24GC, rotor

DESCRIPTION

Rotor pour 24 cartes de gel pour les dépistages de sérologie de groupe sanguin (Groupe avant, Groupe Inverse, Type RhD et dépistage des anticorps à 3 cellules). RCF 280 x g

CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (L x l)	53 x 74 mm
Capacité	24
Max. vitesse	1500 rpm
Max. RCF	280 x g
Carte gel Fabricants	Grifols, DiaMed, etc.
Autoclavable	+



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-NK

Rotor Ri-24GC

ACCESSOIRES



LMC-56
Without rotor
Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



RR-U
BS-010208-UK
support de rotor

Support de rotor