

RMT-24, rotor

DESCRIPTION

Rotor à angle fixe pour 24 microtubes de 1,5 ou 2 ml

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	24
Max. vitesse	6000 rpm
Max. RCF	3750 × g



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-BK

Rotor RMT-24

ACCESSOIRES



LMC-4200R

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération **LMC-4200R** permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



RR-U

BS-010208-UK
support de rotor

Support de rotor