

BA-2/50, Adaptateurs

DESCRIPTION

Adaptateur pour 2 tubes de 50 ml (lot de 4 pcs)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	Aluminium
Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (Ø × longueur)	29 × 115 mm
Capacité	2
Le volume de Tube	50 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	3260 × g

■ NUMÉRO DE

CAT.
BS-010221-CK

BA-2/50



Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.

ACCESSOIRES



LMC-56 Without rotor Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse LMC-56, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

Lire la suite



BR-4U BS-010221-AK Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



BI-25-8 BS-010221-UK jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-2/50 (8 pcs) - BI-25-8 pour tubes coniques de 25 ml



RR-U BS-010208-UK support de rotor

Support de rotor

BA-2/50, Adaptateurs Page 1 of 1