

BA-2/50, Adaptateurs

DESCRIPTION

Adaptateur pour 2 tubes de 50 ml (lot de 4 pcs)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	Aluminium
Type de Rotor	Rotor libre
Dimensions (Ø × longueur)	29 × 115 mm
Capacité	2
Le volume de Tube	50 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	3260 × g

Les fabricants de tubes

Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-CK

BA-2/50

ACCESSOIRES



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



BI-25-8

BS-010221-UK

jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-2/50 (8 pcs) - BI-25-8 pour tubes coniques de 25 ml



RR-U

BS-010208-UK

support de rotor

Support de rotor