

# BA-4/FT, Adaptateurs

## DESCRIPTION

Adaptateur pour 4 tubes à fond conique, de 15 ml (lot de 4 pcs)

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	POM Kocetal
Type de Rotor	Rotor libre
Capacité	4
Le volume de Tube	15 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	3260 × g
Les fabricants de tubes	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-YK

BA-4/FT

## ACCESSOIRES



**LMC-56**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



**BR-4U**

BS-010221-AK

Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



**RR-U**

BS-010208-UK  
support de rotor

Support de rotor