

BA-4/RT, Adaptateurs

DESCRIPTION

Adaptateur pour 4 tubes de centrifugeuse à fond circulaire 10 ml (lot de 4 pcs)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	POM Kocetal
Type de Rotor	Rotor libre
Capacité	4
Le volume de Tube	10–15 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	2960 × g
Les fabricants de tubes	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-3K

BA-4/RT

ACCESSOIRES



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



RR-U

BS-010208-UK

support de rotor

Support de rotor