

BA-8/5, Adaptateurs

DESCRIPTION

Adaptateur pour 8 tubes de 5 ml (lot de 4 pcs)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	POM Kocetal
Type de Rotor	Rotor libre
Capacité	8
Le volume de Tube	5 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	2370 × g



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-FK BA-8/5

ACCESSOIRES



LMC-56 Without rotor Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse LMC-56, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

Lire la suite



BR-4U BS-010221-AK Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



RR-U BS-010208-UK support de rotor

Support de rotor

BA-8/5, Adaptateurs Page 1 of 1