

BA-14/2U, Adaptateurs

DESCRIPTION

Adaptateur pour 14 tubes de 2 ml (lot de 4 pcs)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau de support de tube	POM Kocetal
Type de Rotor	Rotor libre
Capacité	14
Le volume de Tube	2 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Max. RCF	2070 × g
Les fabricants de tubes	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-JK

BA-14/2U

ACCESSOIRES



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



RR-U

BS-010208-UK
support de rotor

Support de rotor