

# BR-4U, Rotor

## DESCRIPTION

Rotor à godets sans adaptateurs de godet

## CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor	Rotor libre
Max. vitesse	4200 rpm



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-AK

BR-4U, Rotor

## ACCESSOIRES



**LMC-56**  
Without rotor  
Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



**BA-2/50**  
BS-010221-CK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 2 tubes de 50 ml (lot de 4 pcs)



**BI-25-8**  
BS-010221-UK  
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-2/50 (8 pcs) - BI-25-8 pour tubes coniques de 25 ml



**BA-4/FT**  
BS-010221-YK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 4 tubes à fond conique, de 15 ml (lot de 4 pcs)



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
Adaptateurs

Adaptateur pour quatre adaptateurs Vacutainer (lot de 4 pcs). Adaptateurs Vacutainer de 8-9 ml [16 x 100] inclus, BN-16/100-16.



**BN-13/75-16**  
BS-010221-OK  
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/75-16 pour tubes vacutainer de 2-5 ml [13x75]



**BN-13/100-16**  
BS-010221-PK  
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/100-16 pour tubes vacutainer de 4-8 ml [13x100]



**BN-16/100-16**  
BS-010221-QK  
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-16/100-16 pour tubes vacutainer de 8-10 ml [16x100]



**BA-4/RT**  
BS-010221-3K  
Adaptateurs

Adaptateur pour 4 tubes de centrifugeuse à fond circulaire 10 ml (lot de 4 pcs)



**BA-8/5**  
BS-010221-FK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 8 tubes de 5 ml (lot de 4 pcs)



**BA-14/2U**  
BS-010221-JK  
Adaptateurs

Adaptateur pour 14 tubes de 2 ml (lot de 4 pcs)



**RR-U**  
BS-010208-UK  
support de rotor

Support de rotor