

BR-4U, Rotor

DESCRIPTION

Rotor à godets sans adaptateurs de godet

CARACTÉRISTIQUES

Type de Rotor

Rotor libre

Max. vitesse

4200 rpm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-AK

BR-4U, Rotor

ACCESSOIRES



LMC-56
Without rotor
Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



BA-2/50
BS-010221-CK
Adaptateurs

Adaptateur pour 2 tubes de 50 ml (lot de 4 pcs)



BI-25-8
BS-010221-UK
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-2/50 (8 pcs) - BI-25-8 pour tubes coniques de 25 ml



BA-4/FT
BS-010221-YK
Adaptateurs

Adaptateur pour 4 tubes à fond conique, de 15 ml (lot de 4 pcs)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Adaptateurs

Adaptateur pour quatre adaptateurs Vacutainer (lot de 4 pcs). Adaptateurs Vacutainer de 8-9 ml [16 x 100] inclus, BN-16/100-16.



BN-13/75-16
BS-010221-OK
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/75-16 pour tubes vacutainer de 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/100-16 pour tubes vacutainer de 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-16/100-16 pour tubes vacutainer de 8-10 ml [16x100]



BA-4/RT
BS-010221-3K
Adaptateurs

Adaptateur pour 4 tubes de centrifugeuse à fond circulaire 10 ml (lot de 4 pcs)



BA-8/5
BS-010221-FK
Adaptateurs

Adaptateur pour 8 tubes de 5 ml (lot de 4 pcs)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Adaptateurs

Adaptateur pour 14 tubes de 2 ml (lot de 4 pcs)



RR-U
BS-010208-UK
support de rotor

Support de rotor