

1000 µl de pointes à filtre

DESCRIPTION

Particularités des embouts :

- Les embouts sont fabriqués à partir de polypropylène médical de haute qualité et l'élément filtrant est en polyéthylène à très haut poids moléculaire ayant une bonne hydrophobie
- L'élément filtrant protège efficacement la pipette de l'humidité pour garantir la sécurité de l'aspiration de l'échantillon
- Pas de revêtement de surface interne, ne pollue pas l'échantillon
- Possèdent des repères précis
- Ne contiennent pas de Désoxyribonucléases, Ribonucléases et pyrogènes
- Conviennent aux pipettes classiques telles que Biosan (série Assist) Eppendorf et Gilson
- Livrés dans des supports stériles, 96 pcs dans un support



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (H×Ø)

86 × 0.8 mm

NUMÉRO DE CAT.

BHZ05R1W-FS

1000 µl - 96 pièces sur support

ACCESSOIRES



Série de pipettes Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel

Les pipettes de la **série Assist** sont des pipettes de volume variable à canal unique ou de 8,12 conçues pour mesurer et transférer des volumes allant de 0,1 à 10 000 µl ...

[Lire la suite](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
série de pipettes avec verrouillage du volume

Les pipettes de la **série Assist** avec verrouillage du volume sont des pipettes de volume variable à canal unique ou de 8,12 conçues pour mesurer et transférer des volumes allant

...

[Lire la suite](#)