

BN-13/100-16, jeu d'adaptateurs

DESCRIPTION

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/100-16 pour tubes vacutainer de 4-8 ml [13x100]



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-PK

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/100-16 pour tubes vacutainer de 4-8 ml

ACCESSOIRES



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



BA-4/VT

BS-010221-4K

Adaptateurs

Adaptateur pour quatre adaptateurs Vacutainer (lot de 4 pcs). Adaptateurs Vacutainer de 8-9 ml [16 x 100] inclus, BN-16/100-16.