

# BN-13/75-24, jeu d'adaptateurs

## DESCRIPTION

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-24/10, Ri-24/10 (24 pcs) - BN-13/75-24 pour tubes vacutainer de 2-5 ml



## NUMÉRO DE CAT.

**BS-010221-RK**

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-24/10, Ri-24/10 (24 pcs)- BN-13/75-24 pour tubes vacutainer de 2-5 ml

## ACCESSOIRES



**LMC-4200R**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération **LMC-4200R** permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



**LMC-56**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



**R-24/10**

BS-010212-JK

rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.



**Ri-24/10**

BS-010221-LK

rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.