

BN-16/100-24, jeu d'adaptateurs

DESCRIPTION

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-24/10, Ri-24/10 (24 pcs) - BN-16/100-24 pour tubes vacutainer de 8-10 ml [16x100]



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-TK

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-24/10, Ri-24/10 (24 pcs) - BN-16/100-24 pour tubes vacutainer de 8-10 ml

ACCESSOIRES



LMC-4200R

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération **LMC-4200R** permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



R-24/10

BS-010212-JK
rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.



Ri-24/10

BS-010221-LK
rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.