

BI-25-6, jeu d'adaptateurs

DESCRIPTION

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P (6 pcs) - BI-25-6 pour tubes coniques de 25 ml



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-VK

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P (6 pcs) - BI-25-6 pour tubes coniques de 25 ml



LMC-3000

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



LMC-12

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



LMC-4200R

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération LMC-4200R permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



LMC-56

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse LMC-56, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



R-6

BS-010208-DK rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en aluminium.



R-6P

BS-010208-XK rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en plastique (POM Kocetal).



Ri-6

BS-010221-HK rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en aluminium.



Ri-6P

BS-010221-IK rotor

Rotor libre pour tube de centrifugeuse à fond conique. Récipients en plastique (POM Kocetal).