

# BI-25-8, jeu d'adaptateurs

## DESCRIPTION

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-2/50 (8 pcs) - BI-25-8 pour tubes coniques de 25 ml



## NUMÉRO DE CAT.

**BS-010221-UK**

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-2/50 (8 pcs) - BI-25-8 pour tubes coniques de 25 ml

## ACCESSOIRES



**LMC-56**

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse **LMC-56**, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



**BR-4U**

BS-010221-AK

Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



**BA-2/50**

BS-010221-CK

Adaptateurs

Adaptateur pour 2 tubes de 50 ml (lot de 4 pcs)