


B-05E, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-05E pour plaque à puits profonds Eppendorf® 96/500 µl - Cat.No. 0030501101



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-QK

Bloc B-05E pour plaque à puits profonds
Eppendorf® 96/500 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)