


B-08AB, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-08AB pour plaque à puits profonds Abgene[®] Storage Plate 96/800 µl - Cat.No. AB0765, AB0859



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-MK

Bloc B-08AB pour plaque à puits profonds
Abgene[®] Storage Plate 96/800 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)