

## B-12AB, bloc

### DESCRIPTION

Bloc B-12AB pour plaque à puits profonds Abgene™ Storage Plate 96/1200 µl - Cat.No. AB0564, AB0787



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-SK

Bloc B-12AB pour plaque à puits profonds  
Abgene™ Storage Plate 96/1200 µl



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)