


B-1R, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-1R pour plaque à puits profonds Riplate® 96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-UK

Bloc B-1R pour plaque à puits profonds Riplate®
96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)