

B-2PO, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2PO pour plaque à puits profonds PlateOne® 96/2000 µl - Cat.No. S1896-2000



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-NK

Bloc B-2PO pour plaque à puits profonds
PlateOne® 96/2000 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)