


B-2N, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2N pour plaque à puits profonds Nunc® 96/2000 µl - Cat.No. 278743, 278752



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-DK

Bloc B-2N pour plaque à puits profonds Nunc®
96/2000 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)