


B-2SL, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2SL pour plaque à puits profonds Starlab® 96/1200 µl - Cat.No. E2896-0120



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-IK

Bloc B-2SL pour plaque à puits profonds
Starlab® 96/1200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)