

B-2M, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2M pour plaque à puits profonds KingFisher™ Deepwell 96 Plate - Cat.No. 95040450



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-RK

Bloc B-2M pour plaque à puits profonds
KingFisher Deepwell 96 Plate



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)