


B-2SD, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2SD pour plaque à puits profonds Slicprep™ 96 - Cat.No. AB0932



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-PK

Bloc B-2SD pour plaque à puits profonds
Slicprep™ 96



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)