


## B-2BBI, bloc

### DESCRIPTION

Bloc B-2BBI pour plaque à puits profonds SSI Bio - Cat.No. 703B00, 713B00



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-JK

Bloc B-2BBI pour plaque à puits profonds SSI Bio



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)