

LTD-1, Tiroir

DESCRIPTION

Tiroir avec tapis en silicone antidérapant et fonction de fermeture en douceur. Peut être monté par la suite.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions intérieures du tiroir (L×D×H)	310 × 350 × 40 mm
Dimensions globales (L×D×H)	430 × 410 × 70 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-040107-OK

LTD-1, Tiroir

ACCESSOIRES



LT-120

BS-040107-EK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec

...

[Lire la suite](#)



LT-150

BS-040107-JK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec

...

[Lire la suite](#)



LT-180

BS-040107-HK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec

...

[Lire la suite](#)