

## LTD-1, Tiroir

### DESCRIPTION

Tiroir avec tapis en silicone antidérapant et fonction de fermeture en douceur. Peut être monté par la suite.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions intérieures du tiroir (L×D×H)	310 × 350 × 40 mm
Dimensions globales (L×D×H)	430 × 410 × 70 mm



### NUMÉRO DE CAT.

BS-040107-OK

LTD-1, Tiroir

### ACCESSOIRES



**LT-120**

BS-040107-EK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec

...

[Lire la suite](#)



**LT-150**

BS-040107-JK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec

...

[Lire la suite](#)



**LT-180**

BS-040107-HK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec

...

[Lire la suite](#)