

Distributeur à distance - grade 2

DESCRIPTION

Kit distributeur à distance universel avec tuyau d'alimentation de 3 m et module de distribution d'eau



NUMÉRO DE CAT.

BS-070104-JK

Distributeur à distance

ACCESSOIRES



Labqua Trace
BS-070105-A02
système d'eau ultra pure

Le système **Labqua Trace** produit de l'eau répondant aux exigences des méthodes d'analyse inorganiques.



Labqua HPLC
BS-070104-A02
système d'eau ultra pure

Le système **Labqua HPLC** produit une eau à teneur très faible en carbone organique (COT), répondant ainsi aux exigences des méthodes de chromatographie liquide. L'eau produite par le **Labqua HPLC** ...

[Lire la suite](#)



Labqua Bio
Réservoir de stockage de 30 litres
système d'eau ultra pure

Le système **Labqua Bio** produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d'applications ...

[Lire la suite](#)