

Réservoir de stockage 60l

DESCRIPTION

Réservoir de stockage avec socle, robinet et interrupteur de niveau multipoint, 60 l



NUMÉRO DE CAT.

BS-070102-SK

Réservoir de stockage, 60l

ACCESSOIRES



Labaqua Trace
BS-070105-A02
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua Trace** produit de l'eau répondant aux exigences des méthodes d'analyse inorganiques.



Labaqua HPLC
BS-070104-A02
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua HPLC** produit une eau à teneur très faible en carbone organique (COT), répondant ainsi aux exigences des méthodes de chromatographie liquide. L'eau produite par le **Labaqua HPLC** ...

[Lire la suite](#)



Labaqua Bio
Réservoir de stockage de 30 litres
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua Bio** produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d'applications ...

[Lire la suite](#)