

BA-4/VT, Adaptateurs

DESCRIPTION

Adaptateur pour quatre adaptateurs Vacutainer (lot de 4 pcs). Adaptateurs Vacutainer de 8-9 ml [16 x 100] inclus, BN-16/100-16.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Matériau de support de tube | POM Kocetal |
| Type de Rotor | Rotor libre |
| Capacité | 4 |
| Le volume de Tube | 2-9 ml |
| Max. vitesse | 4200 rpm |
| Max. RCF | 2960 × g |



NUMÉRO DE CAT.

BS-010221-4K

BA-4/VT



LMC-56
Without rotor
Centrifugeuse de laboratoire

Nouvelle centrifugeuse de laboratoire moderne de paillasse à faible vitesse LMC-56, conçue pour faciliter la sédimentation, la centrifugation et la collecte des échantillons nécessaires. Elle permet de travailler avec ...

[Lire la suite](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor

Rotor à godets sans adaptateurs de godet



BN-13/75-16
BS-010221-OK
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/75-16 pour tubes vacutainer de 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-13/100-16 pour tubes vacutainer de 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
jeu d'adaptateurs

Pour l'ensemble d'adaptateurs en option du adaptateur BA-4/VT (16 pcs) - BN-16/100-16 pour tubes vacutainer de 8-10 ml [16x100]



RR-U
BS-010208-UK
support de rotor

Support de rotor