

Distributeur à distance - grade 1

DESCRIPTION

El dispensador de agua ultrapura está diseñado para dispensar agua ultrapura que cumple con los requisitos de agua de grado I ISO 3696.

- El control del dispensador se realiza mediante el panel de control y un botón de dispensación en el dispensador de agua.
- El dispensador está conectado al sistema de purificación de agua con dos tubos JG de 1/4".
- El dispensador está montado sobre un vástago que permite la rotación alrededor del eje de 360 grados y el ajuste de altura.
- Si lo desea, el dispensador se puede quitar del vástago para facilitar el suministro de agua.



NUMÉRO DE CAT.

BS-070110-AK

Distributeur à distance - grade 1

ACCESSOIRES



Labqua Trace
BS-070105-A02
système d'eau ultra pure



Labqua HPLC
BS-070104-A02
système d'eau ultra pure



Labqua Bio
Réservoir de stockage de 30 litres
système d'eau ultra pure

Le système **Labqua Trace** produit de l'eau répondant aux exigences des méthodes d'analyse inorganiques.

Le système **Labqua HPLC** produit une eau à teneur très faible en carbone organique (COT), répondant ainsi aux exigences des méthodes de chromatographie liquide. L'eau produite par le **Labqua HPLC** ...

[Lire la suite](#)

Le système **Labqua Bio** produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d'applications ...

[Lire la suite](#)