

200 µl de pointes à filtre

DESCRIPTION

Particularités des embouts :

- Les embouts sont fabriqués à partir de polypropylène médical de haute qualité et l'élément filtrant est en polyéthylène à très haut poids moléculaire ayant une bonne hydrophobie
- L'élément filtrant protège efficacement la pipette de l'humidité pour garantir la sécurité de l'aspiration de l'échantillon
- Pas de revêtement de surface interne, ne pollue pas l'échantillon
- Possèdent des repères précis
- Ne contiennent pas de Désoxyribonucléases, Ribonucléases et pyrogènes
- Conviennent aux pipettes classiques telles que Biosan (série Assist) Eppendorf et Gilson
- Livrés dans des supports stériles, 96 pcs dans un support



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (H×Ø)

59 × 0.5 mm

NUMÉRO DE CAT.

BHZ03R1W-FS

200 µl - 96 pièces sur support