

TubeSpin® Bioreactor 50ml with pH and O2 sensors

DESCRIPTION

Tube stérile TPP TubeSpin® Bioreactor, 50 ml, avec capteurs pH et O2, 1 pce.

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de tubes dans le set	1
Volume	50 ml



NUMÉRO DE CAT.

BS-010170-AK

Tube stérile TPP TubeSpin® Bioreactor, 50 ml, avec capteurs pH et O2, 1 pce.



RTS-8 Plus

Y compris les récipients pour bioréacteur TPP TubeSpin® de 50 ml, 20 pièces et les récipients stériles pour bioréacteur TPP TubeSpin® de 50 ml, avec capteurs de pH et d'O₂, 10 pièces.
Bioréacteur multicanal avec une mesure en temps réel non invasive du pH et de la concentration cellulaire en O₂.

Le RTS-8 plus est un bioréacteur personnel multicanal qui utilise la technologie brevetée Reverse-Spin®, qui applique un mélange innovant non invasif, contrôlé mécaniquement, économe en énergie, lorsque la suspension cellulaire ...

[Lire la suite](#)