

RP-8/15, plate-forme

DESCRIPTION

8 tubes (jusqu'à 15 ml). Contrôle numérique de la vitesse de 1 à 100 tr/min et inclinaison de 5 degrés pour une meilleure homogénéité du mélange.

CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	optionnel
Volume du tube à essai	15 ml
Capacité	8



NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-DK

Plate-forme RP-8/15



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)