

B-PCR, bloc

DESCRIPTION

Bloc pour une plaque PCR 96 puits sans jupe, avec jupe ou demi-jupe



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-YK

Bloc B-PCR



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)