

VP-8/5, bloc

DESCRIPTION

8 tubes coniques de 5 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min

1200

Température maximale

100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-SK

VP-8/5



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)