

## VP-4, bloc

### DESCRIPTION

4 tubes coniques de 50 ml

### CARACTÉRISTIQUES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| RPM maximum, tr/min  | 1000    |
| Température maximale | 80°C    |
| Ø                    | 29.5 mm |
| Profondeur           | 76.5 mm |



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-GK

VP-4



#### TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)