

VP-8/15, bloc

DESCRIPTION

8 tubes coniques de 15 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1100
Température maximale	80°C
Ø	17 mm
Profondeur	80 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-HK

VP-8/15



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)