

VP-32, bloc

DESCRIPTION

32 microtubes de 0,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-JK	VP-32
--------------	-------



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)