

VP-CV-20, bloc

DESCRIPTION

20 cuvettes de 10 mm

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1100
Température maximale	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profondeur	31 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-IK

VP-CV-20



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)