

VP-CL-24, bloc

DESCRIPTION

24 cryotubes de 3,6 à 4,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1300
Température maximale	100°C
Ø	12.5 mm
Profondeur	30 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-KK

VP-CL-24



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)