

VP-CS-24, bloc

DESCRIPTION

24 cryotubes de 1 à 1,8 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C
Ø	12.5 mm
Profondeur	20 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-LK

VP-CS-24



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)