

VP-20, bloc

DESCRIPTION

20 tubes à fond rond Ø12 mm

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C
Ø	12 mm
Profondeur	50 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010175-TK

VP-20



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)