

VP-CL-24C, bloc

DESCRIPTION

24 cryotubes de 3,6 à 4,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1300
Température maximale	100°C
Ø	12.5 mm
Profondeur	30 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010176-KK

VP-CL-24C

ACCESSOIRES



TS-100C

Without thermoblock

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Contrairement au TS-100, le modèle d'agitateur-thermostaté permet ...

[Lire la suite](#)



TS-100C Smart

Logiciel inclus, sans bloc thermique

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C Smart** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Le nouveau modèle vous permet de ...

[Lire la suite](#)