

## VP-CS-24C, bloc

### DESCRIPTION

24 cryotubes de 1 à 1,8 ml

### CARACTÉRISTIQUES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| RPM maximum, tr/min  | 1400    |
| Température maximale | 100°C   |
| Ø                    | 12.5 mm |
| Profondeur           | 20 mm   |



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010176-LK

VP-CS-24C

### ACCESSOIRES



**TS-100C**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Contrairement au TS-100, le modèle d'agitateur-thermostaté permet ...

[Lire la suite](#)



**TS-100C Smart**

Logiciel inclus, sans bloc thermique

Agitateur thermostaté avec refroidissement pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté **TS-100C Smart** permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Le nouveau modèle vous permet de ...

[Lire la suite](#)