

MSR-16

DESCRIPTION

Rotor pour 2 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml ou 16 tubes PCR individuels de 0,2 ml.

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,2 ml

16



NUMÉRO DE CAT.

BS-010218-AK

MSR-16



Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05

Mini-centrifugeuse haute vitesse

La mini-centrifugeuse haute vitesse **Microspin 12 Plus** est une centrifugeuse de bureau compacte conçue pour les laboratoires biomédicaux.

Le **Microspin 12 Plus** est utilisé pour l'extraction d'échantillons ADN/ARN, la sédimentation ...

[Lire la suite](#)